

PROGRAMA NACIONAL PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE DETERMINADOS
SEROTIPOS DE *Salmonella* EN **GALLINAS PONEDORAS** DE LA ESPECIE
Gallus gallus

TOMA DE MUESTRAS OFICIAL Y AUTOCONTROLES
PROCESADO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO



Incubación a 37±1°C durante 18±2h

Enriquecimiento selectivo 0,1ml

Siembra en medios selectivos sólidos

Siembra en XLD

Siembra en 2º medio sólido selectivo

Incubación a 37±1°C durante 24±3h

Una colonia característica y 4 más si es necesario

Inoculación sobre agar nutriente
Incubación a 37°C±1 durante 24±3h

Confirmación bioquímica y serológica como *Salmonella* spp

Serotipado